

Modèle de taille et d'ajustement


1. Imprimez cette page.
2. À l'aide de ciseaux, découpez les tampons en suivant les pointillés. Les modèles sont de taille réelle.
3. Le **tampon taille Large est considéré comme étant le choix standard**. Il est idéal pour les masques tailles Médium, Large et Extra-Large. Le tampon taille Small convient parfaitement aux masques tailles Small, Extra-Small et Petite.
4. Placez successivement les deux patrons sur votre visage afin de déterminer la taille de tampon adéquate. **Si votre taille se situe entre les deux, nous vous recommandons d'utiliser la taille Large.**



À titre indicatif, les ailes du tampon doivent s'arrêter entre les pupilles et les coins externes des yeux, comme indiqué ci-dessus.

Le tampon peut être facilement ajusté à différents angles pour s'adapter aux contours du visage de chaque patient.

Un masque à la bonne taille et bien ajusté est un masque plus confortable.



Tampon taille Large

Largeur maximale : 4,2" Hauteur maximale : 2,0"



Tampon taille Small

Largeur maximale : 3,5" Hauteur maximale : 1,5"